

Hranjive podloge

Upijajući jastučići i Petrijeve posudice

Upijajući jastučići Sartorius, debljine 1.4 mm, potrebno je natopiti prikladnom hranjivim tekućim medijem prije stavljanja membranskog filtera na njih. Dolaze sterilni u plastičnoj ambalaži, koja se stavlja na Sartorius ručni dispenser.

Upijajući jastučići dostupni su sa dva promjera:

- 47 mm ima cca. 3 ml kapacitet upijanja
- 50 mm sa cca. 3.5 ml kapacitetom upijanja.



Narudžbeni brojevi

Upijajući jastučići , 47 mm, sterilno pakirani u 10 spremnika, svaki sa 100 jastučića

Opis	Pakiranje	Br. nar.
Upijajući jastučići , 10 x 100 jastučića	1,000 po pakiranju, uklj. jedan dispenser	15410--47----ALR
Set upijajućih jastučića, 10 x 100 jastučića plus 1,000 membranskih filtera (0.45µm, bijeli sa zelenom mrežicom)	1,000 po pakiranju, uklj. dva dispnzera	13906--47----APR

Upijajući jastučići , 47 mm, sterilni, pakirani po 10 diskova u manjem pakiranju

Set upijajućih jastučića, 10 x 10 jastučića u manjem pakiranju plus 100 membranskih filtera (0.2µm, bijeli sa crnom mrežicom)	100 po pakiranju	13707--47----ALN
Set upijajućih jastučića, 10 x 10 jastučića u manjem pakiranju plus 100 membranskih filtera (0.45µm, bijeli sa crnom mrežicom)	100 po pakiranju	13706--47----ALN

Upijajući jastučići , 50 mm, sterilno pakirani u 10 spremnika, svaki sa 100 jastučića

Upijajući jastučići , 10 x 100 jastučića	1,000 po pakiranju, uklj. jedan dispenser	15410--50----ALR
--	---	------------------

Upijajući jastučići , 50 mm, sterilno pakirani u petrijevke

Set upijajućih jastučića, 100 jastučića u petrijevka, sterilno pakirani	100 po pakiranju	15400--50-----N
Set upijajućih jastučića, 100 jastučića u petrijevka plus 100 membranskih filtera (0.45µm, zeleni sa tamno zelenom mrežicom)	100 po pakiranju	15400--50----FRN

Tekući medij u epruvetama od 20 ml, 50 po pakiranju

Određivanje	Tip medija	Br. nar.
Ukupan broj	Nutrient	14132-----K
Lactobacilli i Pediococci te druge kvarilice piva	VLB-S7-S	14127-----K

Hranjivi tekući medij u 3.5 ml ampulama, 50 ampula po pakiranju

Ukupan broj	Caso	16400-03----CA-K
-------------	------	------------------

Petrijevke za jednokratnu upotrebu, tip 143, auto-sterilne, 100 po pakiranju

Promjer	Br. nar.
60 mm	14311 --60-----N
90 mm	14311--90-----N