

## Microsart™ e.motion (16712)

Potpuno automatizirani dispencer za pojedinačno pakirane sterilne membranske CN filtere.

Ovaj dispencer omogućava brzo, sigurno i praktično otpuštanje sterilnih membrana. Dispencer radi pritiskom na tipku ili na temelju optičkog senzora prilikom približavanja pincete.

Zbog kompaktnog dizajna jednostavno je rukovati ovim dispenserom, jednostavno ga je i čistiti.



Microsart™ e.motion membranski filteri pakirani su na poseban način. Ne sadrže papir i odgovaraju svim standardnim dispenserima. Kako bi se lakše dokumentirali podaci, na svakom pakiranju membrane otisnut je broj narudžbe, serijski broj, promjer svake pojedine membrane.

### Specifikacije:

Dimenzije (LxHxW)	204x213x165mm
Težina	2.9 kg
Radna voltaža	110V/ 230V
Frekvencija	50-60Hz
Max. snaga	potrošnja 10W
Brzina otpuštanja	0.5 sec
Kašnjenje dispenserera	5 sec

Certifikati CE mark and EMC directive, European Standards EN 50081-1 and -2, EN 50082-1 and -2, EN 61010

### Microsart e.motion membranski filteri

47mm ili 50mm promjer, 300kom u paketu, sterilni pojedinačno pakirani filteri.

Opis	kat.br.	veličina pora/ promjer
Bijeli/ crna mrežica	114H6Z-47--SCM	0,45um/47mm HIGH FLOW
Bijeli/zelena mrežica	139H6Z-47--SCM	0,45um/47mm HIGH FLOW
Bijeli/ crna mrežica	11406Z-47--SCM	0,45um/47mm
Bijeli/ crna mrežica	11406Z-50--SCM	0,45um/50mm
Sivi/ bijela mrežica	13006Z-47--SCM	0,45um/47mm
Sivi/ bijela mrežica	13006Z-50--SCM	0,45um/50mm
Zeleni/ tamno zelena mrežica	13806-47--SCM	0,45um/47mm
Zeleni/ tamno zelena mrežica	13806-50--SCM	0,45um/50mm

Bijeli/zelena mrežica	13906Z-47--SCM	0,45um/47mm
Bijeli/zelena mrežica	13906Z-50--SCM	0,45um/50mm
Sivi/ bijela mrežica	13005Z-47--SCM	0,65um/47mm
Sivi/ bijela mrežica	13005Z-50--SCM	0,65um/50mm
Sivi/bijela mrežica	13004Z-47--SCM	0,8um/47mm
Sivi/bijela mrežica	13004Z-50--SCM	0,8um/50mm

