

Centrifuga SIGMA 1-14

Br. nar. 10014 (230 V / 50; 60 Hz)

- Centrifuga velikog kapaciteta (24x1.5-2.2ml epruvete).
- Brzina do 14800 rpm
- Dimenzije 176x266x212 mm
- Težina bez rotora 5.4 kg
- Bešumni rotor, bez četkica, koji ne treba održavanje.
- Zahvaljujući modernom sustavu motora, ne buči puno.
- Kratko ubrzanje i usporavanje standardnog rotora.
- Jednostavno programiranje putem tipki.
- Električna kočnica.
- Hlađenje zrakom omogućava minimalno povišenje temperature uzoraka u rotoru.
- Moderan dizajn.
- Kućište od nehrđajućeg čelika za sigurnu i pouzdanu upotrebu.
- Proizvedeno prema nacionalnim i internacionalnim pravilima o sigurnosti (prema IEC 1010).



Ovom centrifugom je jednostavno rukovati. Prikaz vremena je u sekundama ili minutama, na LCD display-u, uz brzinu i RCF. Svjetleće tipke za start, zaključavanje i zaustavljanje. Prikaz vremena u sekundama ili minutama.

Rotori za Sigma 1-14

12094	Kutni rotor, polipropilenski 24x1.5/2.2 ml, Uklj. polisulfonski poklopac 14,800 rpm = 16,163xg	12092	Kutni rotor, polipropilenski 12x1.5/2.2 ml, Uklj. polisulfonski poklopac 14,800 rpm = 15,183xg
12084	Kutni rotor, aluminijski 24x1.5/2.2 ml, Uklj. polisulfonski poklopac 14,800 rpm = 16,163xg	12082	Kutni rotor, aluminijski 12x1.5/2.2 ml, Uklj. polisulfonski poklopac 14,800 rpm = 15,183xg
12093	Kutni rotor, polipropilenski 18x1.5/2.2 ml or 18x0.25/0.4 ml, Uklj. polisulfonski poklopac 14,800 rpm = 15,673/14,448xg	11026	Hematocrit rotor Uklj. poklopac za 24 x ø 1.4 x 50mm, 13,000 rpm = 11,903xg
12083	Kutni rotor, aluminijski 18x1.5/2.2 ml or 18+0.25/0.4 ml, Uklj. polisulfonski poklopac 14,800 rpm = 15,673/14,448xg		