

Centrifuga SIGMA 1-6

Broj narudžbe 10105 (230 V / 50; 60 Hz)

- Mala centrifuga za sedimentaciju u standardnim epruvetama i rotorom sa 6 mjesta.
- Motor bez četkica, ne zahtjeva veliko održavanje.
- Zahvaljujući modernom sustavu motora, ne buči puno.
- do 5.650 min⁻¹.
- Dimenzije 245 x 240 x 320mm, težina 13kg
- Kratko ubrzanje i usporavanje standardnog rotora, funkcija brzog zaustavljanja.
- Izbor postavke vremena do 30 min., za kratki ili kontinuirani rad.
- Električna kočnica.
- Dvostruki poklopac i sigurnosni zatvarač.
- Mogući rad sa do 100 rpm.
- Moderan dizajn.
- Kućište od nehrđajućeg čelika za sigurnu i pouzdanu upotrebu.
- Proizvedeno prema nacionalnim i međunarodnim pravilima o sigurnosti (npr. IEC 1010).



Ovom centrifugom je jednostavno rukovati. Prikaz vremena je u sekundama ili minutama, na LCD display-u, uz brzinu i RCF. Svjetleće tipke za start, zaključavanje i zaustavljanje.



12066 **Rotor 6 × 15 ml**
(Ø 17 × max. 120 mm) max. 5.650 min⁻¹ ≅ 3.030 × g

13070 **Adapter 1 × 5 ml** (max. Ø 13,5/17 × 70 – 82 mm)

13071 **Adapter 1 × 5 ml** (max. Ø 12,8 × 75 – 90 mm)

13072 **Adapter 1 × 4,5 – 7 ml** (max. Ø 12,3 × 90 mm)

12067 **Rotor 6 × 30 ml**
Sterilin no. 03008
max. Ø 25/31 × 65 – 95 mm 5.650 min⁻¹ ≅ 3.034 × g