



### 16672

Sartorius usisna vakuum boca **2l** od Duran stakla sa plastičnim sigurnosnim navojem, u skladu sa njemačkim industrijskim standardom no. 12476.

Vanjski promjer 9mm, unutarnji promjer otvora 60mm.

Čep ne dolazi uz bocu.

### 16672--1

Boca kapaciteta **5l** uključuje čep i adapter.

### Čepovi

**17173** za 50mm lijevke od nehrđajućeg čelika

**17174** za 25mm staklene lijevke

**17175** za 50mm staklene lijevke