

**16697-00**

Peristaltička pumpa



Specifikacije

Maksimalna brzina rotora	50 rpm i 400 rpm
Radna frekvencija	110-240V 50/60Hz
Kontrola brzine	20:1
Snaga	100VA
Radna temperature	5°C do 40°C
Temperatura skladištenja	-40°C do 70°C
Težina	5.35kg, 12lb
Zvuk	<70dBA na 1m
Standardi	IEC 335-1, EN 60529 (IP31)
U skladu sa strojarskom direktivom	98/37/EC EN 60204-1
U skladu sa direktivom za niske voltaže	73/23/EEC EN 61010-1
EMC Direktiva	89/336/EEC EN50081-11/EN50082-1