

16612

Sartorius laboratorijska vakuum pumpa, 98%

Prikladna, pouzdana i vrlo tiha

220V, 50Hz

=====

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Max. vakuum | 13mbar (10 torr) |
| Max. tok | 26 l/min |
| Voltaža | 120W |
| Amp. struja | 1.8Amp |
| Težina | 9.8kg |
| Dimenzije | 338x250x225mm |
| Max. temperatura radne okoline | 40°C |

=====



16692

Sartorius laboratorijska vakuum pumpa, 90%

Prikladna, pouzdana i vrlo tiha

220V, 50Hz

=====

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Max. vakuum | 90% (100mbar, 76 torr) |
| Max. tok | 20 l/min |
| Voltaža | 80W |
| Težina | 4,5kg |
| Dimenzije | 203x145x187mm |
| Max. emperatura radne okoline | 40°C |

=====



16673

Sartorius ručna vakuum pumpa

Praktični izvor vakuuma, prikladna za rad i na terenu, može se postići i do 80% vakuuma.

Izrađeno od PVC-a, sa manometrom i 60 cm plastičnom cjevčicom.



16694-2-50-06 6 (l/min)

Sartorius laboratorijska vakuum pumpa

Prikladna, pouzdana i vrlo tiha

230V, 50Hz

=====

| | |
|----------------------|--------------|
| Max. vakuum | 100mbar |
| Radni pritisak | 2,5 (bar) |
| Spojnicica | ID 4 |
| Temperatura područja | 5...40°C |
| Zaštita motora | IP 20 |
| Voltaža P1 | 65W |
| Radni tok | 0,63A |
| Težina | 1,9kg |
| Dimenzije | 164x141x90mm |

=====

*za filtraciju sa 1 mjestom



16694-2-50-22 22(l/min)

Sartorius laboratorijska vakuum pumpa

Prikladna, pouzdana i vrlo tiha

230V, 50Hz

=====

| | |
|----------------------|---------------|
| Max. vakuum | 100mbar |
| Radni pritisak | 1 (bar) |
| Spojnicica | ID 9 |
| Temperatura područja | 5...40°C |
| Zaštita motora | IP 44 |
| Voltaža P1 | 130W |
| Radni tok | 0,9A |
| Težina | 7,1kg |
| Dimenzije | 261x204x110mm |

=====

*za filtraciju sa 3 ili 6 mjesta



16611

Water jet pumpa sa G3/4 ženskim navojem

Jednostavan izvor vakuuma. Za povezivanje na slavinu sa G3/4 muškim navojem.

