

Sterisart® Univerzalna Pumpa

Nova Sterisart® Univerzalna pumpa dostupna je u dvije verzije:

Osnovna verzija **16419** i nadograđena verzija **16420** sa zaslonom i korisničkim programom.

Pumpa se može koristiti u čistim sobama, ugraditi na čiste podloge, ili instalirati u sam izolator. Kompaktna je i niska, a dodatna ušteda prostora dobiva se nožnim prekidačem.

Zatvoreni sustav – nema prozračivanja.

Robusna, ne zahtjeva održavanje.

Kompaktne i ergonomske konstrukcije.

Modularnog dizajna.

Pumpa je dostupna sa posebnim programom (vodič za korisnika; memoriranje procesa; prepoznavanje bar-koda).



Specifikacije

Protok:	70-650 ml/min
Struja:	100-240 VAC
Frekvencija	50-60 Hz
Potrošnja struje:	100 W
Dimenzije:	
Pumpa:	Oko 336 x 260 x 210 mm (sa polugom) (W x D x H)
Pumpa sa prstenom za boce i posudom:	Oko 440 x 365 x 485 mm (W x D x H)
Težina:	
Osnovna verzija 16419:	Oko 13.5 kg
Nadograđena verzija 16420 sa zaslonom i korisničkim programom:	Oko 14.6 kg

Materijali:

Bazna ploča, poluga, zdjela, rotor:	Nehrđajući čelik 316L (1.4435)
Kućište, povezni port, kontrolna jedinica kućišta, stalak, steznik, prsten za boce:	Nehrđajući čelik 316 (1.4401)
Povezni kabel:	PVC
Otpadna posuda, Plastična poluga:	PET
Navoji, brtve, adhezivi:	Silikon