



**sartorius**

## **SPCfWin Start Paketi**

**Dodatne pogodnosti za Vaš sustav osiguranja kvalitete**





## Odlična rješenja za rutinski rad!

### **Upoznavanje se sa legalnim standardima je obaveza današnjice!**

Kao proizvođač prepakiranih proizvoda, dužni ste pregledavati procese punjenja Vašeg pogona u skladu sa pravilima o prepakiranju, te čuvati rezultate pregleda svih uzorkivanja.

### **Poboljšanje kvalitete i isplativosti danas je svojevrstan imperativ!**

Nemojte se zadovoljiti samo onime što Vam zakon propisuje! Efektanu kontrolu možete staviti na prvo mjesto prilikom opremanja svojeg sustava kako biste se lakše borili sa nemilosrdnom konkurencijom međunarodnog tržišta. Pouzdan sustav za kontrolu čuva i održava kvalitetu Vašeg proizvoda, a istovremeno povećava učinkovitost proizvodnje.

### **Sa Sartorius programom ProControl za Windows-e<sup>®</sup> na putu ste da postanete pobjednikom!**

Potrebna Vam je profesionalna kontrola kvalitete kako biste bili na "sigurnoj strani" kod procesa punjenja.

Sartorius ProControl za Windows-e<sup>®</sup> – ili, kraće, SPCfWin – omogućava Vam da izvučete najviše iz svojeg procesa i minimizirate cijenu proizvodnje, a pri tome ostanete unutar zakonski određenih okvira.

Ovo se odnosi na Vaš cjelokupni proces proizvodnje. SPCfWin je vrlo komunikativan i omogućuje profesionalnu kontrolu u svakom pogledu proizvodnje, od komponenti koje se važu do različitih mjerila (poput mjerila dužine, testera tvrdoće ili uređaja za mjerenje kisika), pa čak i elektronsko pohranjivanje podataka statičkog i dinamičkog vaganja u proizvodnji i otpremi; omogućuje i statističku procesnu kontrolu (SPC) do HACCP pregleda.

# Sartorius ProControl za Windows-e<sup>®</sup> – vrhunac u sedam različitih područja!

## **Smanjenje troškova proizvodnje**

Sa programom SPCfWin možete smanjiti količinu viškova i uštedjeti na sirovinama.

## **Dokumentiranje kvalitete**

SPCfWin program opremljen je mogućnošću sofisticiranog arhiviranja i procesima procjene, te nudi fleksibilan izbor za dobivanje izvještaja podešenih prema zahtjevima korisnika. Ovo znači da Vam ovaj program garantira dugotrajnu 100%-tnu sljedivost i dokumentaciju, kao je opisano u AWC pravilniku – i odobreno od strane Njemačkog Zavoda za Mjeriteljstvo.

## **Pregled proizvodnje**

Uz pomoć stvarnih procjena koje određuje uređaj, SPCfWin pomaže Vam smanjiti količinu otpadaka i omogućuje pregled u skladu sa principom iskoristivosti.

## **Zaštita Vaših ulaganja**

Garantiramo Vam našim dobrim imenom: SPCfWin je odlično ulaganje! Sustav raste zajedno sa Vašim zahtjevima. Moduli širenja i nadogradnje napravljeni su za korištenje već instaliranih komponenti, tako da se postojeći uređaji za vaganje mogu jednostavno ugraditi.

## **Poboljšavanje i čuvanje kvalitete proizvoda**

Koristite SPCfWin kako biste dosegli i zaštili najvišu kvalitetu proizvoda – od detekcije metala do pregleda ukupnosti, do kontrole kvalitete dodatnih i promjenjivih karakteristika.

## **Obrazovanje korisnika**

Jedna od najimpresivnijih obilježja programa SPCfWin je kratko vrijeme potrebno za školovanje korisnika. Ovo je omogućeno intuitivnim radnim dizajnom sa opsežnim "Help" uputama, sve na poznatom standardnom Windows® sučelju.

## **Dobivanje kompletnog paketa**

Kao i kod naših drugih jednako odličnih proizvoda, nudimo Vam potpunu podršku i servis uz SPCfWin paket, uključujući konzultacije, dizajn, integraciju sustava, školovanje korisnika i sustavnu podršku.

## Paketi sadrže sve što Vam je potrebno!



### SPCfWin Software Start Paket

Kontrola prosjeka vaganja pakovina; uključuje centralnu administraciju podataka, procjenu, pohranu podataka, stvaran prikaz podataka uzoraka, AWC prijenos podataka na računalo ili putem Ethernet programa za korištenje sa postojećim računalom i Sartorius uređajem za vaganje.



### SPCfWin Samostalna jedinica

Uključuje:

Zadnji model računala poznate marke sa 17" CRT monitorom, 10 | 100 |

®

1000 Mbit Ethernet adapter, Microsoft Windows XP Professional, tintni pisač

– SPCfWin Software Start Paket 628990-Basic

– CP2202S-0CE kompaktnu vagu (2200 g, d=0.01 g, e=0.1 g)

ili

– CP6201-0CE kompaktnu vagu (6200 g, d=0.1 g, e=1 g)



### SPCfWin Basic Network

Uključuje:

Zadnji model računala poznate marke sa 17" CRT monitorom, 10 | 100 |

®

1000 Mbit Ethernet adapterom, Microsoft Windows XP Professional, tintni pisač

– SPCfWin Software Start Paket 628990-Basic

– Kompaktnu vagu AWC od nehrđajućeg čelika, 3 kg, 2x3000e/d, IP67

ili

– Kompaktnu vagu AWC od nehrđajućeg čelika, 6 kg, 2x3000e/d, IP67

ili

– Combics 3 AWC indikator od nehrđajućeg čelika sa preciznom platformom, 2 kg, d=0.01 g, e=0.1 g, IP54

ili sa

– Preciznom platformom 6 kg, d=0.1 g, e=1 g, IP54

ili sa

– Preciznom platformom 16 kg, d=0.1 g, e=1 g, IP65

Povezivanje sa dodatnim računalom putem Ethernet TCP/IP. Kabel za Ethernet (7 m) i poklopac su uključeni.



---

### SPCfWin High Definition Network

Uključuje:

Zadnji model računala poznate marke sa 17" CRT monitorom, 10 | 100 |

®


1000 Mbit Ethernet adapter, Microsoft Windows XP Professional, tintni pisač

- Software Start Paket 628990-Basic
- Industrijsko računalo od nehrđajućeg čelika sa "touchscreen"-om; IP54-protected (po izboru IP65)

i

- Vagu za hranu, 3 kg, 2x3000d/u, IP68
- Sve potrebne kabele

Povezivanje na industrijsko računalo putem Ethernet-a TCP/IP. Kabel (5 m) uključen.



---

### EWK Kontrolna vaga

Uključuje:

Zadnji model računala poznate marke sa 17" CRT monitorom, 10 | 100 |

®

1000 Mbit Ethernet adapter, Microsoft Windows XP Professional, tintni pisač

- SPCfWin AWC software, statistiku proizvodnje
- Komunikacijski software za dvosmjerno povezivanje vage za kontrolu od Sartorius EWK 1500 PLUS, EWK 2000 PLUS ili EWK 3000 serije

## Želim naručiti slijedeće pod navedenim cijenama i uvjetima:

Opis	Broj narudžbe
<b>SPCfWin Software Start Paket</b> for average weight control of prepackages	628990-BASIC
<b>SPCfWin Standalone Start Paket</b>	628990-SACP2
®	
Uključuje zadnji model računala poznate marke, Microsoft Windows XP Professional, SPCfWin software start paket 628990-Basic, tintni pisač, i CP2202S-0CE kompaktnu vagu, kapaciteta vaganja: 2,200 g, podjela: 0.01 g, ovjerni podjeljak: 0.1 g (AWC od 0.5 g/ml to 2200 g)	
<b>SPCfWin Standalone Start Paket</b>	628990-SACP6
®	
Uključuje zadnji model računala poznate marke, Microsoft Windows XP Professional, SPCfWin software start paket 628990-Basic, tintni pisač, i CP6201-0CE kompaktnu vagu, kapaciteta vaganja: 6200 g, podjela: 0.1 g, ovjerni podjeljak: 1 g (AWC od 5 g/ml (D) to 6200 g)	
<b>SPCfWin Basic Network Start Paket</b>	628990-NTCW3S1-3
®	
Uključuje zadnji model računala poznate marke, Microsoft Windows XP Professional, SPCfWin software start paket 628990-Basic, tintni pisač, CW3S1-3DC-NCE AWC kompaktnu vagu od nehrđajućeg čelika sa IP67 zaštitom, i svim potrebnim kabelima. Kapacitet vaganja: 1.5/3 kg (2x3000e), podjela: 0.5/1 g, ovjerni podjeljak: 0.5 g (AWC od 50 g/ml do 3000 g)	
<b>SPCfWin Basic Network Start Paket</b>	628990-NTCW3S1-6
®	
Uključuje zadnji model računala poznate marke, Microsoft Windows XP Professional, SPCfWin software start paket 628990-Basic, tintni pisač, CW3S1-6DC-NCE AWC kompaktnu vagu od nehrđajućeg čelika sa IP67 zaštitom i svim potrebnim kabelima. Kapacitet vaganja: 3/6 kg (2x3000e), podjela: 1/2 g, ovjerni podjeljak: 1 g (AWC od 150 g/ml do 6000 g)	
<b>SPCfWin Basic Network Start Paket</b>	628990-NTIS2
®	
Uključuje zadnji model računala poznate marke, Microsoft Windows XP Professional, SPCfWin software start paket 628990-Basic, tintni pisač, Combics AWC indikator od nehrđajućeg čelika, IS2CCE-S0CE platformu sa IP54 zaštitom i svim potrebnim kabelima. Kapacitet vaganja: 2200 g, podjela: 0.01 g, ovjerni podjeljak: 0.1 g (AWC od 0.5 g/ml do 2200 g)	
<b>SPCfWin Basic Network Start Paket</b>	628990-NTIS6
®	
Uključuje zadnji model računala poznate marke, Microsoft Windows XP Professional, SPCfWin software start paket 628990-Basic, tintni pisač, Combics AWC indikator od nehrđajućeg čelika, IS6CCE-S0CE platformu sa IP54 zaštitom i svim potrebnim kabelima. Kapacitet vaganja: 6200 g, podjela: 0.1 g, ovjerni podjeljak: 1 g (AWC od 5 g/ml (D) do 6200 g)	
<b>SPCfWin Basic Network Start Paket</b>	628990-NTIS16
®	
Uključuje zadnji model računala poznate marke, Microsoft Windows XP Professional, SPCfWin software start paket 628990-Basic, tintni pisač, Combics AWC indikator od nehrđajućeg čelika, IS16EDE-H0CE platformu sa IP65 zaštitom i svim potrebnim kabelima. Kapacitet vaganja: 16,100 g, podjela: 0.1 g, ovjerni podjeljak: 1 g (AWC od 5 g/ml (D) do 16,100 g)	

®

Uključuje zadnji model računala poznate marke, Microsoft Windows XP Professional, SPCfWin software start paket 628990-Basic, tintni pisač, touchscreen računalo od nehrđajućeg čelika sa IP54 zaštitom (IPC je dostupan sa IP65 kod dodatnog naboja), SEB3DCS-L0CETD vagu za hranu sa IP68 zaštitom i svim potrebnim kabelima. Kapacitet vaganja 1.5/3 kg (2x3000e), podjela: 0.5/1 g, ovjerni podjeljak: 0.5 g (AWC od 50 g/ml do 3000 g)

---

**SPCfWin EWK Checkweigher Start Paket**

®

Uključuje zadnji model računala poznate marke, Microsoft Windows XP Professional, SPCfWin software modul 628990 AWC, 628994 statistiku proizvodnje, 628998 prikaz podataka uzoraka, 62899EWK komunikacijski software za dvosmjerno povezivanje vage za kontrolu od Sartorius EWK 1500 PLUS, EWK 2000 PLUS ili EWK 3000 serija, tintni pisač

---

Računala u ponuđenim paketima dolaze sa trogodišnjom garancijom i 24 stanim servisom.

\* Cijene vrijede do kraja 2006. godine.

**Obratite nam se s povjerenjem!**

---

Ime i prezime

---

Tvrtka

---

Adresa

---

Grad i poštanski broj

---

Telefon, fax

---

Datum Potpis

**Sartorius Croatia -**

**Libra elektronik d.o.o.**

Savska 45 a

10290 Zaprešić, Hrvatska

Tel. +385 1 3340 290

Fax +385 1 3340 299

[www.sartorius.hr](http://www.sartorius.hr)

**Vaš kontakt:**

Ivica Granić

Tel. +386 1 3340 290

Fax. +386 1 3340 299

Ivica.granic@sartorius.hr