



- 9 Volt DC baterija

=====

### PT-10

Sartorius prijenosni pH/mV-metar

- IP 67

- Automatska kalibracija sa 1, 2, ili 3 točke sa automatskim prepoznavanjem do 16 pufera, tri seta pufera

- Automatska kompenzacija temperature

- Provjera elektrode tijekom kalibracije

- Znak (ikona) stabilnosti

- BNC konektor za kombinirane elektrode sa staklenom membranom ili redox elektrode

- 2.5 mm ulaz za temperaturni senzor

=====

Raspon mjerenja

Voltaža:  $\pm 1800,0$  mV

pH: 0,00 do 14,00

Temperatura: - 5 do + 105°C

Rezolucija

Voltaža:  $\pm 0,1$  mV

pH:  $\pm 0,01$

Temperatura:  $\pm 0,1$ °C

Točnost

Voltaža:  $\pm 0,2$  mV

pH:  $\pm 0,005$

Temperatura:  $\pm 0,3$ °C

=====

4 tipke:

- Mode

- Standardiziranje

- Setup

- Enter

plus On/OFF

=====

Dimenzije (W x D x H) 165x95x33 mm

Neto težina oko 270 g

=====

Standardna oprema:

Sartorius Croatia - Libra elektronik d.o.o.

Savska 45A, 10 290 Zaprešić

Ovlašteno zastupstvo i servis Sartorius RH

[Sartorius.Croatia@email.t-com.hr](mailto:Sartorius.Croatia@email.t-com.hr), [service@sartorius.hr](mailto:service@sartorius.hr)

[www.Sartorius.hr](http://www.Sartorius.hr)

Tel: 01 3340-290/291/293/295/296, fax: 01 3340-299

P.J. Solin, Zgon 80, 21210 Solin, 091 563 2266



sartorius