

ARIUM MINI

Essential & Plus



Posebna
ponuda
povodom **150.**
obljetnice
postojanja
Sartoriusa!

| preko znanosti do rješenja

Pojednostavite proces pročišćavanja vode po
najpovoljnijoj cjeni!

150 godina postojanja

Sartorius danas slavi 150 godina svog postojanja! Od samih početaka poslovanja, Sartorius u suradnji sa znanstvenicima i partnerima diljem svijeta omogućuje brzi znanstveni napredak i pruža inovativna rješenja i tehnologije za otkrivanje novih lijekova, cjepiva i znantvenih otkrića koji su od iznimne važnosti za cijelo čovječanstvo.

Ne propustite posebnu ponudu!

Naša najnovija promotivna ponuda povodom 150. obljetnice postojanja Sartoriusa, omogućuje vam znatne uštede na uređajima za proizvodnju ultračiste vode tipa 1 i čiste vode tipa 3. Nabavite Arium Mini Essential paket za samo **1.870,00 € (+ PDV)!**



Znate li da je
1870. godine
osnovan
Sartorius?

Arium Mini: Ugodan rad i najviši standardi kvalitete

Integrirano osvjetljenje za jednostavnu vizualnu podršku

- Treperenje svjetla tijekom doziranja vode
- Impulsni signal za praćenje poruka o pogreškama

Arium Pre-treatment Cartridge za učinkovito pročišćavanje

- Učinkovita adsorpcija korištenjem visokokvalitetnog aktivnog ugljena
- Specijalni katalizator za uklanjanje oksidanta
- Zadržavanje nečistoća reverznom osmozom



Intuitivna navigacija izbornikom

- Zaslon na dodir s ikonama za lakšu navigaciju izbornikom
- Prikaz trenutnih izmjerene vrijednosti i poruka
- Funkcija za opetovano doziranje identičnih volumena

Arium UV lampa za kritične analize

Arium Scientific Pack za najvišu kvalitetu ultračiste vode

- Najveći kapacitet spremnika zahvaljujući učinkovitim materijalima za pročišćavanje
- Brza i učinkovita adsorpcija nečistoća
- Dizajniran za proizvodnju ultračiste vode tipa 1

Arium SterilPlus filter za učinkovito uklanjanje mikroba

- Validirano prema HIMA i ASTM F-838-05
- Zadovoljava standarde kvalitete u skladu s USP-om
- Pouzdano uklanja mikroorganizme pomoću membrane od 0,2 µm

Nabavite potpuno funkcionalni **Arium Mini Essential** sustav za samo 1870€! Naša promotivna ponuda:

Ultračista voda tipa 1

Arium Mini Essential paket:

- 5 l bag
- SterilePlus sterile final filter (Sartopore® 2
150 capsules, 0.2 µm pore sizes)
- Scientific Pack



Već od
1.870,00€
(+ PDV)

Arium Mini Essential paket s UV lampom:

- 5 l bag
- SterilePlus sterile final filter (Sartopore® 2
150 capsules, 0.2 µm pore sizes)
- Scientific Pack



Ultračista voda tipa 1 i čista voda tipa 3

Arium Mini Plus paket:

- 5 l bag
- Mini plus pre-treatment cartridge
- SterilePlus sterile final filter (Sartopore® 2
150 capsules, 0.2 µm pore sizes)
- Scientific Pack



Arium Mini Plus paket s UV lampom:

- 5 l bag
- Mini plus pre-treatment cartridge
- SterilePlus sterile final filter (Sartopore® 2
150 capsules, 0.2 µm pore sizes)
- Scientific Pack



Pošalji upit

Arium sustav za pročišćavanje vode u borbi protiv **COVID-19**


Voda bez nukleaza za testiranje na COVID-19

Arium Mini je kompaktno i fleksibilno rješenje za testiranje na koronavirus

Globalne razmjere novog koronavirusa zahtjevaju nova i inovativna rješenja za što brže otkrivanje cjepiva koje će sprječiti daljnje širenje virusa i omogućiti sigurniji život ljudi diljem svijeta. **PCR istraživanja** koja se koriste za potrebe testiranja na COVID-19, zahtjevaju dostupnost ultračiste vode u svakom trenutku i na svim mjestima. Prilikom rukovanja s **RNA, DNK ili RT-PCR**, potrebna vam je ultračista, deionizirana voda visoke kvalitete koja će pružiti pouzdane rezultate vaših istraživanja.

Arium Mini

Arium Mini sustavi za proizvodnju ultračiste vode tipa 1 i čiste vode tipa 3, predstavljaju fleksibilna i kompaktna rješenja koja štede prostor i odgovaraju na potrebe **testiranja koronavirusa** na mjestu korištenja. S Arium sustavom, nema potrebe brinuti se o zalihamama vode u bocama ili logističkim izazovima koje pandemija postavlja opskrbnim lancima. Vaš će Arium sustav proizvesti točno onu količinu ultračiste vode koja vam je potrebna za vaša PCR istraživanja.





Izdavač
Sartorius Croatia - Libra Elektronik d.o.o.

Savska 45a, 10290 Zaprešić
Phone: +385 (0) 1 3340 290
prodaja@sartorius.hr
www.sartorius.hr



*Images are protected by copyright and provided by courtesy of Sartorius AG.